

Anticorpo Policlonais Anti-Cep57L1 Para Wb, Elisa - Q8Iyx8

Número do item: CM0024983

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CEP57L1 validado para WB e ELISA em amostras humanas. Visa a proteína centrossômica envolvida na ligação de microtúbulos, ideal para pesquisa de divisão celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonais Anti-CEP57L1
Observações/Apelido	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	285753
ID do Gene	285753
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da CEP57L1 humana (NP_776191.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IYX8
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Saco de gelo