

Anti-Cep83 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Y592

Número do item: CM0030677

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CEP83 humano (CCDC41/NPHP18), validado para Western blotting e ELISA. Adequado para detecção de CEP83 em amostras humanas e de camundongo. Exclusivamente para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CEP83 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-260 do CEP83 humano (NP_057206.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y592
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo