

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cereblon (Crbn) Para Wb, Elisa - Q96Sw2

Número do item: CM0030958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cereblona humana (CRBN), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato, adequado para estudos de degradação mediada por ubiquitina, neurobiologia e imunomodulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRBN Rabbit pAb
Observações/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51185
ID do Gene	51185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do CRBN humano (NP_057386.2?).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SW2
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo