

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cerk Para Wb, Elisa - Q8Tct0

Número do item: CM0019109

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cinase de ceramida humana (CERK), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para investigar as vias de sinalização da ceramida-1-fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-CERK
Observações/Alíás	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	64781
ID do gene	64781
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400 e o C-terminal da CERK humana (NP_073603.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8TCT0
Peso da proteína	60 kDa
Transporte	Bolsa de gelo