

Anticorpo Policlonal Anti-Cers5 Para Wb E Elisa - Q8N5B7

Número do item: CM0019125

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CERS5 humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de síntese de ceramida e metabolismo de esfingolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CERS5 pCoelho
Observações/Apelido	Trh4; LASS5; CERS5
Espécie	Humano
GeneID	91012
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do CERS5 humano (NP_001268660.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8N5B7
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo