


Anticorpo Monoclonal Anti-Ceruloplasmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00450

Número do item: CM0003185



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra ceruloplasmina humana (CP). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de ferro e biologia do cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ceruloplasmina Rabbit mAb
Observações/Apelido	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1356
GeneID	1356
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-572 da Ceruloplasmina humana (NP_000087.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00450
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo