


Anticorpo Policlonico Anti-Ceruloplasmina Para Wb, If/Icc, Elisa - P00450

Número do item: CM0029962



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ceruloplasmina humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato; adequado para estudos de metabolismo de ferro e transporte de cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ceruloplasmina Rabbit pAb
Observações/Apelido	CP-2; AB073614; Ceruloplasmina
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1356
GeneID	1356
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-572 da Ceruloplasmina humana (NP_000087.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00450
Peso da Proteína	122kDa
Envio	Bolsa de gelo