


Anticorpo Policlonal Anti-Ces1 Para Wb, Elisa - P23141

Número do item: CM0019548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CES1 humano para aplicações de WB e ELISA. Adequado para o estudo da carboxilesterase 1 hepática em pesquisas de desintoxicação, metabolismo de fármacos e metabolismo lipídico. Reage cruzadamente com humano e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CES1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1066
GeneID	1066
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P23141
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco com gelo