


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ces1 Para Wb, If-P, Elisa - P23141

Número do item: CM0002085



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CES1 humano (carboxilesterase 1). Adequado para WB, IF-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta proteína de 63 kDa. Útil para estudos de metabolismo de fármacos, pesquisa lipídica e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CES1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
Espécie	Humano
ID do Gene	1066
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CES1 humano (P23141).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23141
Peso Proteico	63kDa
Envio	Em saco de gelo