

Anticorpo Policlonal Anti-Ces2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000748

Número do item: CM0016362

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CES2 humano (Cocaine esterase, 000748). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de drogas e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CES2 Coelho pAb
Observações/Apelido	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8824
GeneID	8824
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 310-410 do CES2 humano (NP_003860.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00748
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo