

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cetn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Número do item: CM0020086



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CETN2, validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Está envolvido na função do centrôssomo, reparo de DNA e exportação de mRNA. Ideal para estudos de biologia celular e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CETN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CALT; CEN2; CETN2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1069
GeneID	1069
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-172 da CETN2 humana (NP_004335.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41208
Peso Molecular da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo