

Anticorpo Policlonal Anti-Cetn3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 015182

Número do item: CM0025730

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CETN3 validado para western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a centrina-3, um componente do centrossoma e do poro nuclear envolvido na exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CETN3
Observações/Apelido	CEN3; CDC31; CETN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1070
ID do Gene	1070
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da CETN3 humana (NP_004356.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	015182
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo