

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cetp Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11597

Número do item: CM0014046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CETP humano para aplicações de Western blot (WB), imunohistoquímica (IHC-P) e ELISA. Ideal para pesquisa sobre metabolismo do colesterol, transporte lipídico e aterosclerose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CETP Rabbit pAb
Observações/Apelido	BPIFF; HDLCQ10; CETP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1071
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-493 da CETP humana (NP_000069.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11597
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de gelo