

Anticorpo Policlonais Anti-Cfap20 (C16Orf80) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Número do item: CM0026789



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao C16orf80/CFAP20 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para estudos de motilidade ciliar e organização axonemal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C16orf80 Coelho pAb
Observações/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29105
GeneID	29105
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 94-193 do C16orf80 humano (NP_037374.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6A4
Peso Proteico	23kDa
Transporte	Bolsa de gelo