

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cfap20/Gtl3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6A4

Número do item: CM0007151



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece CFAP20/GTL3 humano (também de rato e camundongo). Validado para WB, IHC-P e ELISA. O alvo desempenha papéis fundamentais na estrutura axonemal de cílios/flagelos, na motilidade e na poliglutamilação. Ideal para pesquisa em ciliopatias e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFAP20/GTL3 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29105
GeneID	29105
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 94-193 da CFAP20/GTL3 humana (NP_037374.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6A4
Peso Proteico	23kDa
Envio	Bolsa de gelo