


Anticorpo Policlonal Anti-Cfap44 Para Wb, Elisa - Q96Mt7

Número do item: CM0013828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CFAP44 humano (WDR52) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de organização do axonema do flagelo espermático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFAP44 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WDR52; SPGF20; CFAP44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55779
GeneID	55779
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-370 do CFAP44 humano (NP_001157968.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96MT7
Peso da Proteína	214kDa
Envio	Saco com gelo