

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfap53 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96M91

Número do item: CM0021975



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a CFAP53 (CCDC11/HTX6), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CFAP53 humano, de camundongo e rato. Essencial para estudar a biogênese de cílios móveis e flagelos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFAP53 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HTX6; CCDC11; CFAP53
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	220136
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do CFAP53 humano (NP_659457.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96M91
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo