

Anticorpo Monoclonal Anti-Cfd De Coelho Para Wb, Elisa - P00746

Número do item: CM0003931



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o fator D do complemento humano (Adipsina). Validado para aplicações em WB e ELISA. Ideal para estudos de imunidade inata, via do complemento e fornecimento de matéria-prima para diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CFD de Coelho
Observações/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-253 da CFD humana (P00746)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00746
Peso Molecular da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo