

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfd Para Wb, Elisa - P00746

Número do item: CM0027608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CFD humano (Adipsina, Fator D do Complemento). Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a via alternativa do complemento e a imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFD Rabbit pAb
Observações/Apelido	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1675
GeneID	1675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-253 do CFD humano (NP_001919.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00746
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo