

Anti-Cfdp1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Uee9

Número do item: CM0026049

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CFDP1 validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína estabilizadora de heterocromatina envolvida na estabilidade centromérica e no desenvolvimento craniofacial. Ideal para pesquisa de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFDP1 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	p97; BCNT; CP27; SWC5; Yeti; CENP-29; BUCENTAUR; CFDP1
Espécie	Humano
GeneID	10428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-299 do CFDP1 humano (NP_006315.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UEE9
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo