


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfhr1 Para Wb E Elisa - Q03591

Número do item: CM0024453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CFHR1 humano, adequado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Reconhece uma glicoproteína secretada de ~38kDa envolvida na regulação do complemento e no metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFHR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H36; CFHL; FHR1; HFL1; HFL2; CFHL1; FHL-1; FHR-1; H36-1; H36-2; CFHL1P; CFHR1P; CFHR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3078
ID do Gene	3078
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-330 do CFHR1 humano (NP_002104.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03591
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Saco de Gelo