

## Anticorpo Policlonais Anti-Cfhr3 Para Wb, If-P, Elisa - Q02985

Número do item: CM0026741

### introdução

Este Anticorpo Policlonal de coelho contra CFHR3 é validado para Western blot, IF-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação do complemento e síndrome hemolítico-urêmica.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Especificação                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CFHR3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | FHR3; HLF4; CFHL3; FHR-3; DOWN16; CFHR3                                                                                    |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 10878                                                                                                                      |
| GeneID               | 10878                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-200 da CFHR3 humana (NP_066303.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, IF-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS                | Q02985                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 37kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |