

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfhr5 Para Wb, Elisa - Q9Bxr6

Número do item: CM0017322

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CFHR5 humano (FHR5), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em regulação do complemento e síndrome hemolítico-urêmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFHR5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FHR5; CFHL5; FHR-5; CFHR5D; CFHR5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-569 do CFHR5 humano (NP_110414.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXR6
Peso Proteico	64kDa
Remessa	Saco de Gelo