


Anticorpo Policlonal Anti-Cfi Para Wb E Elisa - P05156

Número do item: CM0026615



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CFI adequado para aplicações de WB e ELISA, reativo com CFI humano e de rato. Ideal para estudos da via do complemento, pesquisa em regulação imune e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFI Rabbit pAb
Observações/Alias	FI; IF; KAF; AHUS3; ARMD13; C3BINA; C3b-INA; CFI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3426
GeneID	3426
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-300 do CFI humano (NP_000195.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05156
Peso Molecular da Proteína	66kDa
Envio	Em saco de gelo