

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cfl1 Para Wb E Elisa - P23528

Número do item: CM0020897



introdução

CFL1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonico de coelho contra cofilina-1 humana, validado para WB e ELISA. Ele detecta CFL1 humano, de camundongo e de rato (previsto 19 kDa), sendo ideal para estudos de dinâmica da actina, migração celular e organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; CFL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1072
GeneID	1072
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 da CFL1 humana (NP_005498.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23528
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo