


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y281

Número do item: CM0026036



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Cofilin-2 validado para Western blotting, imunofluorescência e ELISA. Reage com CFL2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a dinâmica da actina muscular e miopatia nemalínica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFL2 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	NEM7; CFL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1073
GeneID	1073
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-166 do CFL2 humano (NP_068733.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y281
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo