


Anticorpo Policlonal Anti-Cflip Para Wb, Elisa - 015519

Número do item: CM0023326



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra cFLIP humano (regulador de apoptose semelhante a CASP8 e FADD) para Western blot, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	cFLIP Coelho pAb
Observações/Apelido	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Espécie	Humano
GeneID	8837
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-240 do cFLIP humano (NP_003870.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O15519
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo