


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cfp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Número do item: CM0027311



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Properdina humana (CFP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante. Para pesquisa da via alternativa do complemento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CFP pAb de Coelho                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP                                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano) | 5199                                                                                                                                               |
| ID do Gene          | 5199                                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-469 do CFP humano (NP_001138724.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                           |
| SWISS               | P27918                                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 51kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                       |