


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cftr Para Wb, If/Icc, Elisa - P13569

Número do item: CM0026556



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CFTR humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece CFTR humano, de camundongo e de rato (~168 kDa). Ideal para pesquisas sobre canais iônicos e fibrose cística.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CFTR Rabbit pAb
Observações/Alias	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Espécie	Humano
ID do Gene	1080
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-840 do CFTR humano (NP_000483.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13569
Peso da Proteína	168kDa
Envio	Bolsa de gelo