

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cgas Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Número do item: CM0008929



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o cGAS humano (MB21D1, C6orf150), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece uma banda de ~59 kDa. Regente chave para estudos de imunidade inata e detecção de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	cGAS Rabbit mAb
Observações/Apelido	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115004
ID do Gene	115004
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 430-522 do cGAS humano (NP_612450.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N884
Peso da Proteína	59 kDa
Envio	Saco de gelo