

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cgb Para Wb, Elisa - P0Dn86

Número do item: CM0017215



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CGB humano (CGB3/CGB5/CGB8), validado para Western blot e ELISA. Detecta amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre gravidez e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGB Rabbit pAb
Observações/Alias	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1082
GeneID	1082
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P0DN86
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Embalagem de gelo