

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cgb5 Para Wb, Elisa - P0Dn86

Número do item: CM0029195



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CGB5 humano, adequado para WB e ELISA. Validado para amostras humanas, direcionado à subunidade beta do hCG, essencial na gravidez e adaptação materna.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGB5 Coelho pAb
Observações/Apelido	CGB; HCG; hCGB; CGB5
Espécie	Humano
GeneID	93659
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-165 do CGB5 humano (NP_000728.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0DN86
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo