

Anti-Cgb7 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P0Dn87

Número do item: CM0029419

introdução

O pAb de Coelho CGB7 é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra CGB7 humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de gravidez e estudos de hCG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CGB7
Observações/Apelido	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	94027
ID do Gene	94027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-165 do CGB7 humano (NP_149133.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P0DN87
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo