

Anticorpo Policlonado Anti-Cggbp1 Para Wb, Elisa - Q9Ufw8

Número do item: CM0029616

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra CGGBP1 validado para WB e ELISA. Reage com a CGGBP1 humana, uma proteína de ligação ao DNA que se associa a repetições CGG no promotor FMR1. 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGGBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8545
ID do Gene	8545
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da CGGBP1 humana (NP_003654.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UFW8
Peso da Proteína	19kDa
Transporte	Bolsa de gelo