

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cgpr Para Wb, Elisa - P10092

Número do item: CM0022807

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade, específico para o Peptídeo 2 Relacionado ao Gene da Calcitonina humano (CGPR/CGRP2). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Permite pesquisas sobre vasodilatação, neurobiologia e sinalização do receptor de CGRP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CGPR
Observações/Apelido	CALC2; CGRP2; CGRP-II
Espécie	Humana
GeneID	797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-120 do CGPR humano (NP_000719.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10092
Peso da Proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo