

Anticorpo Policlonais Anti-Cgrrf1 Para Wb, Elisa - Q99675

Número do item: CM0019004



introdução

Anticorpo policlonais de coelho direcionado ao CGRRF1 humano (CGR19/RNF197), validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Adequado para estudos de regulação do crescimento celular e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CGRRF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CGR19; RNF197; CGRRF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10668
ID do Gene	10668
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-170 do CGRRF1 humano (NP_006559.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99675
Peso Molecular da Proteína	38kDa
Envio	Bolsa de gelo