

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chac1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Número do item: CM0016797

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CHAC1 humano. Adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta CHAC1, uma enzima pró-apoptótica envolvida na resposta a proteínas mal dobradas e na regulação da via Notch. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHAC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CHAC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79094
ID do Gene	79094
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 de CHAC1 humano (NP_077016.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUX1
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo