

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chad Para Wb, Elisa - O15335

Número do item: CM0018674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína condroaderina (CHAD) humana, adequado para western blot (WB) e ELISA. Útil para investigar a biologia da matriz extracelular da cartilagem e os mecanismos de adesão dos condrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHAD Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLRR4A; CHAD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1101
GeneID	1101
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-359 do CHAD humano (NP_001258.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15335
Peso Proteico	40kDa
Envio	