

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Champ1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jm3

Número do item: CM0013711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHAMP1 validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA, com reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos do alinhamento cromossômico mitótico e do cinetócoro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CHAMP1 pAb de coelho
Observações/alias	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	283489
ID do gene	283489
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 563-812 de CHAMP1 humano (NP_115812.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q96JM3
Peso da proteína	89 kDa
Envio	Bolsa de gelo