

Anticorpo Policlonais Anti-Chat Para Wb, Ihc, If, Elisa - P28329

Número do item: CM0018231



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CHAT (colina O-acetiltransferase), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta CHAT humano, de camundongo e rato com especificidade. Ideal para pesquisa em neurociência e neuromuscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHAT Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1103
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 331-630 da CHAT humana (NP_065574.4))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28329
Peso da Proteína	83kDa
Entrega	Bolsa de gelo