

Anticorpo Monoclonal Anti-Chat De Coelho Para Wb, Elisa - P28329

Número do item: CM0002727



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à colina O-acetiltransferase humana (ChAT). Validado para WB e ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa colinérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ChAT mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1103
GeneID	1103
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28329
Peso Molecular da Proteína	83kDa
Envio	Embalagem com gelo