


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chat Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28329

Número do item: CM0022648



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a CHAT humana (colina O-acetiltransferase), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. ~83 kDa. Ideal para estudos de sinapses colinérgicas e neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CHAT pAb de coelho
Observações/Alíás	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1103
GeneID	1103
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da CHAT humana (NP_065574.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P28329
Peso da proteína	83 kDa
Transporte	Saco de gelo