

Anti-Chchd3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nx63

Número do item: CM0028786

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHCHD3 humano (MIC19/MINOS3). Validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas mitocondriais e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHCHD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; CHCHD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54927
ID do Gene	54927
	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NX63
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo