

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chchd3 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nx63

Número do item: CM0022857

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra CHCHD3 humano (Mic19), adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos do complexo MICOS mitocondrial e morfologia das cristas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] CHCHD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Mic19; MINOSOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54927
GeneID	54927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-227 do CHCHD3 humano (NP_060282.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NX63
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco com gelo