

Anticorpo Policlonal Anti-Chchd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Número do item: CM0018901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHCHD4/MIA40 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos de importação no espaço intermembranar mitocondrial e dobramento de proteínas sensíveis a redox; apresenta reatividade cruzada com rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHCHD4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	131474
GeneID	131474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 da CHCHD4 humana (NP_001091972.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N4Q1
Peso da Proteína	16kDa
Transporte	Bolsa de gelo