


Anticorpo Policlonais Anti-Chchd4 (Pab De Coelho) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Número do item: CM0014123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CHCHD4 humano (MIA40), validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para o estudo da importação de proteínas mitocondriais e montagem da cadeia respiratória. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHCHD4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	131474
GeneID	131474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 da CHCHD4 humana (NP_001091972.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4Q1
Peso da Proteína	16kDa
Transporte	Saco de gelo