


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Chchd4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q8N4Q1

Número do item: CM0012237



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CHCHD4 (MIA40), validado para aplicações de WB, IHC, IF e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] mAb de Coelho Anti-CHCHD4
Observações/Alias	MIA40; TIMM40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131474
ID do Gene	131474
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 da CHCHD4 humana (NP_001091972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N4Q1
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Gelo reciclável