

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chchd6 Para Wb, Elisa - Q9Brq6

Número do item: CM0017403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CHCHD6 humano (subunidade MIC25 do complexo MICOS), adequado para WB e ELISA. Tem como alvo uma proteína da membrana interna mitocondrial crucial para a arquitetura das junções das cristas. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHCHD6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84303
ID do Gene	84303
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-235 do CHCHD6 humano (NP_115719.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BRQ6
Peso da Proteína	26kDa
Envio	