

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Chchd7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Buk0

Número do item: CM0023515



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CHCHD7 humano (COX23). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta humano, rato, rato. Ideal para pesquisa mitocondrial e estudos de rearranjo cromossômico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHCHD7 Coelho pAb
Observações/Apelido	COX23; CHCHD7
Espécie	Humano
ID do Gene	79145
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-97 do CHCHD7 humano (NP_077276.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BUK0
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo