

Anticorpo Policlonal Anti-Chd2 Para Wb, Elisa - O14647

Número do item: CM0024747

introdução

Valide a função de remodelagem da cromatina CHD2 com este anticorpo policlonal de coelho, adequado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em epigenética e miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CHD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EEOC; DEE94; CHD2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1106
ID do Gene	1106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-223 do CHD2 humano (NP_001036037.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14647
Peso da Proteína	211kDa
Envio	Saco de gelo